




## aigo Digital Microscope GE-5

### 取扱説明書



本書には重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。よくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

# 目 次

---

もくじ .....	2
はじめに .....	4
マイクロ스코プについて .....	4
セット内容 .....	4
安全上の注意 .....	5
使用上のお願い .....	8
各部名称 .....	9
本体 .....	9
本体+ステージ .....	9
パソコンに接続する .....	10
USBケーブルで接続する .....	10
ドライバをインストールする .....	11
CD-ROMより『ドライバ』をインストールする .....	11
ドライバを更新する .....	12
パソコンのコントロールパネルよりドライバを更新する .....	12
ソフトウェアをインストールする .....	14
CD-ROMより『aigo Scopeimage 9.0』をインストールする ...	14
デコーダをインストールする .....	15
CD-ROMより『デコーダ』をインストールする .....	15
その他のソフトウェア .....	16
CD-ROMよりインストールする .....	16
・DirectX 9をインストールする .....	16
・Adobe Readerをインストールする .....	16
撮影する前に .....	17
撮影の準備をする .....	17
・ステージの準備をする .....	17
・ステージをセットする .....	17

# 目 次

---

・ライトの位置を確認する .....	17
・レンズを取り付ける .....	18
・カメラ部の位置を調整する .....	18
<b>ソフトウェアの基本操作 .....</b>	<b>19</b>
ソフトウェアを起動する .....	19
インターフェースの各部名称 .....	19
インターフェースをレイアウトする .....	20
コントロールパネルの表示を変更する .....	20
<b>ビデオモード .....</b>	<b>21</b>
画面をプレビューする .....	21
コントロールパネルを設定する .....	21
静止画撮影をする .....	22
動画撮影をする .....	22
<b>画像モード .....</b>	<b>23</b>
画像を処理する .....	23
画像を回転する .....	23
測定の単位を設定する .....	24
画像を測定する .....	25
全画面表示をする .....	26
マイクロスコープの使用を終了する .....	26
<b>トラブルシューティング .....</b>	<b>27</b>
<b>仕様 .....</b>	<b>28</b>
パソコン接続環境 .....	29
<b>アフターサービス .....</b>	<b>30</b>
製品に関するお問い合わせ .....	30
・修理受付専用ダイヤル .....	30

# はじめに

お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。本取扱説明書内での記載において、本製品を『マイクロスコープ』と呼称いたします。

## マイクロスコープについて


マイクロスコープはレンズを使用することにおいては、光学顕微鏡と同じです。

光学顕微鏡が接眼レンズを通して対象物を観察するのに対して、マイクロスコープは本体にCMOSカメラを搭載し、接続したパソコンのモニターで観察する新しいタイプの顕微鏡です。


付属のレンズを使用することで倍率を変更でき、教育現場からエレクトロニクス業界など、さまざまな業界の生産現場まで、広く用いる事ができます。

## セット内容

本製品には下記のセット内容が含まれます。お確かめください。



①マイクロスコープ本体



②CD-ROM(8cm)



③ステージ



④拡大レンズ(180倍)



⑤取扱説明書(本書)



⑥保証書



(注)イラストと実際の製品形状が若干異なる場合があります。

# 安全上の注意

お使いになる前に必ずお読みください

- ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

## ■表示の説明




表 示	表 示 の 意 味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されることを示します。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されることを示します。

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

\*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## ■図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	⊘ は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	❗ は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	⚠ は、注意(警告を含む)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

### 異常や故障のとき

### 警告



- 煙が出たり、変なにおいがしたりするときは、すぐにパソコンからUSB端子の接続を外すこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入ったら、すぐにパソコンからUSB端子の接続を外すこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 落したり、本体を破損したときは、すぐにパソコンからUSB端子の接続を外すこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コードが傷んだり、USBプラグが異常発熱したときはすぐに電源を切り、USBプラグが冷えたのを確認してから、パソコンからUSB端子の接続を外すこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



上記の問題等が発生した場合は、パソコンからUSB端子の接続を外した後、サポートセンターにご連絡ください。





# 安全上の注意

お使いになる前に必ずお読みください






設置されるとき	⚠ 警告
●屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かないこと。 火災・感電の原因となります。	 水ぬれ禁止
●ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないこと。 本製品が落ちて、けがの原因となります。	 禁止

ご使用になるとき	⚠ 警告
●修理・改造・分解をしないこと。 火災・感電の原因となります。点検・調整・修理は、サポートセンターにご連絡ください。	 分解禁止
●ポートなどから異物を入れないこと。 金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。	 異物挿入禁止

設置されるとき	⚠ 注意
●温度の高い場所に置かないこと。 直射日光の当たる場所・締め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。	
●湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと。 加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。	
●風通しの悪い場所に置かないこと。 内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。 ○壁に押しつけないでください。 ○押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。 ○テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。 ○じゅうたんやふとんの上に置かないでください。 ○仰向け、横倒し、逆さまにしないでください。	 禁止
●移動させる場合は、パソコンからUSB端子の接続を外すこと。 USB端子の接続を外すに運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることや、本製品が転倒し、故障やけがの原因となることがあります。	 指示

# 安全上の注意

お使いになる前に必ずお読みください

ご使用になるとき	 <b>注意</b>
<p>●USB端子の接続を外すときは、コードを引っ張って抜かないこと。 コードを引っ張って抜くと、コードやUSB端子が傷つき、火災・感電の原因となります。USB端子を持って抜いてください。</p>	 引っ張り禁止
<p>●ぬれた手でUSB端子を抜き差ししないこと。 感電の原因となります。</p>	 ぬれ手禁止
<p>●旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のためパソコンからUSB端子の接続を外すこと。 万一故障したとき、火災の原因となることがあります。</p>	 USB端子を 抜く
<p>●付属のCD-ROMは「データ用CD-ROM」です。オーディオプレーヤー等では絶対に再生しないでください。 大音量によって耳に障害を被ったり、機器等を破損する恐れがあります。</p>	 禁止
<p>●本製品の破棄について 事業者が破棄する場合は、廃棄物処理表の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は(社)全国産業廃棄物協会に用意されています。 個人が破棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則に従ってください。</p>	



# 使用上のお願い

お使いになる前に必ずお読みください

## 取扱いに関すること

- 引っ越しなどで、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などくるんでください。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。  
長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- 長時間使用しない時は機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源を入れて、使用してください。

## 置き場所に関すること

- 本製品は水平な場所に設置してください。ぐらつく台の上や傾いた所などの、不安定な場所で使わないでください。
- 本製品をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本製品に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオから離してください。

## お手入れに関すること

- 本体、レンズ等のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- よごれがひどいときは、布を水でうすめた中性洗剤にひたし、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

## 結露(露付き)について

- 結露は本製品を傷めます。以下の注意をよくお読みください。

—— “結露” はこんなときにおきます ——

- 本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき。
- 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところで使用したとき。
- 夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動して使用したとき。
- 湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき。


※結露がおきそうなときは、本製品をすぐにご使用にならないでください。

- 結露がおきた状態で本製品をお使いになりますと、部品を傷めることがあります。本製品のUSB端子を電源がオン状態のパソコンに接続して電源を入れておくと、本製品があたためられ、2～3時間で水滴をとります。また接続しておくと“結露(露付き)”が生じにくくなります。




# 各部名称

## 本体



## 本体+ステージ



(注)イラストと実際の製品形状が若干異なる場合があります。

# パソコンに接続する


本製品を使用するには、マイクロスコープをWindows OS (P.29『パソコンの接続環境』を参照)を搭載したパソコンに接続する必要があります。

※マイクロスコープとパソコンは、必ず水平な作業台等の場所に設置してご使用ください。

## USBケーブルで接続する

下記の手順にしたがって、マイクロスコープをパソコンに正しく接続します。

- 1 マイクロスコープのUSB端子を、パソコン(電源オン状態)のUSB2.0接続端子に接続します。  
※デスクトップパソコンに接続する場合は、安定したバスパワー供給のため、パソコン本体の裏側にあるUSB2.0接続端子に接続してください。  
※ノートパソコンに接続する場合は、安定したバスパワー供給のため、ノートパソコンがコンセントと接続した状態で、マイクロスコープを接続してください。  
※パソコンに接続した直後にハードウェア認識ウィザードが起動する場合があります。キャンセルをクリックしてください。操作の途中でUSB端子を抜かないでください。
- 2 マイクロスコープの電源ランプが点灯し、電源がオン状態となります。



※上記の手順にしたがって、マイクロスコープをパソコンに正しく接続したあと、次にドライバをパソコンにインストールします。インストール方法は次のページを参照してください。

# ドライバをインストールする

マイクロスコープを接続したパソコンに認識させるために、必ず付属のCD-ROMより、『ドライバ』をパソコンにインストールする必要があります。最初に接続するUSBの選択には、充分ご注意ください。

ドライバのインストール時に、マイクロスコープを接続していたUSB接続端子にのみ、ドライバが有効となります。


その他のUSB接続端子を使用する場合は、P.12『ドライバを更新する』を参照してください。

※動作中のすべてのアプリケーションを終了した状態で、ドライバのインストールをおこなってください。

※パソコン接続時にハードウェア認識ウィザードが起動する場合があります。キャンセルをクリックしてください。

## CD-ROMより『ドライバ』をインストールする

- ① マイクロスコープをパソコンのUSB接続端子に接続します(P.10参照)。
- ② 付属のCD-ROMをパソコンのディスクドライブにセットします。  
※自動的に下図の「インストール画面」が表示されます。表示されない場合は、[マイコンピュータ]内にあるCD-ROMドライブのアイコンをクリックしてフォルダを開き、[autorun.exe]ファイルをクリックして「インストール画面」を表示させます。
- ③ 言語選択画面より『Japanese(日本語)』をクリックします。
- ④ ソフトウェア選択画面より『ドライバー』をクリックします。




### ※インストールの主な流れ

パソコン画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。

※OSのバージョンによって手順が若干異なる場合があります。パソコンのヘルプを参照してください。



①『次へ』をクリックします。



②画面の内容を確認したあと『続行』をクリックして、インストールを続行します。



③『完了』をクリックしてインストールを終了します。

(注) 写真と実際の画面表示が若干異なる場合があります。

# ドライバを更新する

パソコン側にある複数のUSB接続端子でマイクログスコープを使用したい場合、各USB接続端子ごとにドライバを更新する必要があります。


※最初にドライバをインストールしたUSB接続端子のご使用に問題がない限り、本項に記載されているドライバの更新は、必須ではありません。

※動作中のすべてのアプリケーションを終了した状態で、ドライバの更新をおこなってください。



※パソコン接続時にハードウェア認識ウィザードが起動する場合があります。キャンセルをクリックしてください。

## パソコンのコントロールパネルよりドライバを更新する

- 1 マイクログスコープを、新たにドライバを更新(インストール)したいUSB接続端子に接続します(P.10参照)。  
※ハードウェア認識ウィザードが起動する場合があります。キャンセルをクリックしてください。  
※パソコンに接続されたその他のUSB接続機器は、ドライバの更新時には接続を解除してください。
- 2 パソコンの【コントロールパネル】⇒【システム】をクリックします。  
※パソコンの環境により手順が若干異なる場合があります。パソコンのヘルプを参照してください。
- 3 【ハードウェア】⇒【デバイスマネージャ】をクリックします。





- 4 【イメージング デバイス】⇒【aigo H1C】を右クリックし、【ドライバの更新】をクリックします。
- 5 【はい、今回のみ接続します】⇒【次へ】をクリックします。





次ページへ続く

# ドライバを更新する


- ⑥【一覧または特定の場所からインストールする】⇒【次へ】をクリックします。
- ⑦【検索しないで、インストールするドライバを選択する】⇒【次へ】をクリックします。



- ⑧【aigo H1C】⇒【次へ】をクリックします。
- ⑨【続行】をクリックします。



- ⑩【完了】をクリックして、ドライバの更新を終了します。



(注) 写真と実際の画面表示が若干異なる場合があります。

- ⑪ パソコンを再起動してください。

ドライバの更新がうまくいかない場合、一度パソコンからソフトウェアとともにアンインストールし、再度インストールしなおしてください。

# ソフトウェアをインストールする

マイクロスコープをパソコン側で操作するために、必ず付属のCD-ROMより、画像処理ソフトウェア『aigo ScopelImage 9.0』をパソコンにインストールする必要があります。

※動作中のすべてのアプリケーションを終了した状態で、ソフトウェアのインストールをおこなってください。


## CD-ROMより『aigo ScopelImage 9.0』をインストールする

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのディスクドライブにセットします。  
※自動的に下図の「インストール画面」が表示されます。表示されない場合は、[マイコンピュータ]内にあるCD-ROMドライブのアイコンをクリックしてフォルダを開き、[autorun.exe]ファイルをクリックして「インストール画面」を表示させます。
- 2 言語選択画面より『Japanese(日本語)』をクリックします。
- 3 ソフトウェア選択画面より『ソフトウェア』をクリックします。



### ※インストールの主な流れ

パソコン画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。  
※OSのバージョンによって手順が若干異なる場合があります。パソコンのヘルプを参照してください。



(注) 写真と実際の画面表示が若干異なる場合があります。

# デコードをインストールする

画像処理ソフトウェア『aigo ScopelImage 9.0』を使って動画をパソコンに記録するには、必ず付属のCD-ROMより、『デコード』をパソコンにインストールする必要があります。

『デコード』をインストールしない状態では、プレビュー表示のスピードが遅く、また、動画の記録ができません。

※動作中のすべてのアプリケーションを終了した状態で、ソフトウェアのインストールをおこなってください。

## CD-ROMより『デコード』をインストールする

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのディスクドライブにセットします。  
※自動的に下図の「インストール画面」が表示されます。表示されない場合は、[マイコンピュータ]内にあるCD-ROMドライブのアイコンをクリックしてフォルダを開き、[autorun.exe]ファイルをクリックして「インストール画面」を表示させます。
- 2 言語選択画面より『Japanese(日本語)』をクリックします。
- 3 ソフトウェア選択画面にある『デコード』をクリックします。



Japanese



デコード


## ※インストールの主な流れ

パソコン画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。

※OSのバージョンによって手順が若干異なる場合があります。パソコンのヘルプを参照してください。



①『はい』をクリックします。



②『Yes』をクリックして、インストールを実行します。



③『OK』をクリックしてインストールを終了します。

(注)写真と実際の画面表示が若干異なる場合があります。

# その他のソフトウェア

## CD-ROMよりインストールする

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのディスクドライブにセットします。  
※自動的に下図の「インストール画面」が表示されます。表示されない場合は、[マイコンピュータ]内にあるCD-ROMドライブのアイコンをクリックしてフォルダを開き、[autorun.exe]ファイルをクリックして「インストール画面」を表示させます。
- 2 言語選択画面より『Japanese(日本語)』をクリックします。
- 3 ソフトウェア選択画面にある『CDの参照』をクリックします。
- 4 CDに記録されている全ファイルを参照できます。インストールしたいプログラムファイルをクリックします。



Japanese



CDの参照

(注) 写真と実際の画面表示が若干異なる場合があります。

## DirectX 9をインストールする

Windows XP SP2以下のバージョンのOSをご使用の場合、より良い画像品質を再現するため、付属CD-ROMより『DirectX 9』をパソコンにインストールする必要があります。

また、お使いのパソコン環境によって画像が正常に表示されない場合、インストールが必要な場合があります。

- 1 フォルダ名 [DirectX9] 内にあるファイル【dxsetup.exe】ファイルをクリックします。
- 2 パソコン画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。  
※OSのバージョンによって手順が若干異なる場合があります。パソコンのヘルプを参照してください。

## Adobe Readerをインストールする

PDFファイルの閲覧ソフトウェアです。既にお使いのパソコンにインストール済みの場合は、再度インストールする必要はありません。また、本製品の使用において、必須ではありません。

- 1 フォルダ名 [Adobe Reader] 内にあるファイル【AdbeRdr707\_en.exe】ファイルをクリックします。
- 2 パソコン画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。  
※OSのバージョンによって手順が若干異なる場合があります。パソコンのヘルプを参照してください。



# 撮影する前に

## 撮影の準備をする

### ステージの準備をする



①プレパレートを使用する。



②シャーレを使用する。




③ステージの上に直接対象物を置く。

※プレパレート、シャーレは市販品をご使用ください。使用方法是それぞれの説明書を参照してください。


### ステージをセットする

本体のテーブルに付属の**ステージ**をセットします。観察する標本にあわせて、ステージ上にプレパレート、またはシャーレ等をおいてください。テーブルにある溝にステージをあわせてセットすると、ステージが固定されます。



### ライトの位置を確認する

マイクロスコープには2種類のライトが付属しています。立体的な対象物を観察する場合は**カメラライト**、プレパレートを使った薄い対象物を観察する場合は**テーブルライト**を使用してください。




# 撮影する前に

## レンズを取り付ける

カメラ部のレンズは、対象物を60倍で観察することができます。

それ以上の倍率で観察する場合は、付属の**拡大レンズ**を取り付けてください。

カメラ部を本体から取り外すと、**拡大レンズ**の取り付けがより簡単にできます(カメラ部を本体から取り外さずにレンズを取り付けることも可能です)。




※カメラ部を水平に引いて本体より取り外します。同様に水平に押して本体に取り付けます。無理な力をかけないでください。破損・故障の原因となります。

## カメラ部の位置を調整する

本体にある**調整用ノブ**を使って、カメラ部の位置を上下に調整することができます。

**プレイビューウィンドウ**(P.19参照)を確認しながらカメラ部の位置を調整し、対象物にフォーカスを合わせてから、動画または静止画の撮影をしてください。



# ソフトウェアの基本操作

本書では付属の画像処理ソフトウェア『aigo ScopeImage 9.0』の基本操作を記述します。


ドライバ、ソフトウェアをパソコンにインストール(P.11、14参照)したあと、マイクロスコープの準備をおこなってください(P.17～18参照)。

## ソフトウェアを起動する

- ① パソコンを起動し、マイクロスコープを接続します(P.10参照)。
- ② デスクトップ画面上にあるアイコン『aigo ScopeImage9.0』をクリックして、ソフトウェアを起動させます。
- ③ 下記の手順にしたがって、最初にソフトウェアの表示言語を選択します。
- ④ 画面左上にあるメニューバーより【Language】⇒【Japanese】をクリックすると、ソフトウェアが一度再起動され、表示言語が日本語となって起動します。必要にあわせてその他の言語も選択できます。



## インターフェースの各部名称



### ①『メニューバー』

さまざまなメインメニューを設定します。

### ②『ツールバー』

さまざまなツール機能进行操作します。

### ③『コントロールパネル』

さまざまなカメラのメニューを設定します。

### ④『プレビューウィンドウ』

画像イメージを表示します。

**ビデオモード**：カメラに映る画像を表示します。

**画像モード**：一時停止した画面または、保存された静止画を読み込んで表示します。

# ソフトウェアの基本操作

## インターフェースをレイアウトする

『aigo ScopelImage 9.0』のインターフェースは、ご自由に変更することができます。  
下記の操作方法を参照して、ご自身にとってもっとも便利なインターフェースにレイアウトしてください。

### ■【メインバー/ツールバー】

- 上部の位置に収納された**メインバー**または**ツールバー**にマウスのカーソルを近づけて、マウスアイコンが<↕>に変更する位置でダブルクリック、またはクリックを押したままマウスを動かすと、バーの位置を移動できます。
- 移動した**メインバー**または**ツールバー**の上部をダブルクリックすると、インターフェース上部の位置に収納されます。

### ■【コントロールパネル】

- 左部に収納されたパネル画面の上部をマウスでダブルクリック、またはクリックを押したままマウスを動かすと、位置を移動できます。
- 移動した**コントロールパネル**の上部をダブルクリックすると、インターフェース左部の位置に収納されます。

### ■【メインバー/ツールバー/コントロールパネル】

- それぞれのウィンドウのサイズを変更する事ができます。Windows OSの基本操作と同様です。



## コントロールパネルの表示を変更する

**コントロールパネル**の表示方法を変更することができます。下記の操作方法を参照して、ご自由に変更できます。  
※表示/非表示の切替は、パネルが左側に収納されている時のみ可能です。



左図のアイコン<□>をクリックして、**コントロールパネル**の表示/一時非表示の切替設定をおこないます。

	コントロールパネルを常時表示します。
	コントロールパネルを一時非表示します。

※一時非表示に設定した場合、マウスを左側に左端に合わせると、コントロールパネルが一時的に表示されます。コントロールパネルを自由に移動させることはできません。



左図のアイコン<▲ / ▼>をクリックして、**コントロールパネル**の各設定項目の表示/非表示の切替設定をおこないます。

**ツールバー**または**コントロールパネル**にあるアイコン<×>をクリックすると、インターフェースより完全に非表示にできます。

再度表示する場合は、**メニューバー**の【正投影図】⇒【ツール欄】にある、それぞれの項目をクリックして再表示させます。

# ビデオモード

## 画面をプレビューする




プレビューウィンドウに表示される画像を、左図のツールバーの機能を使って、プレビュー画面の操作をすることができます。


	ビデオモードのウィンドウが閉じていた場合、新規に開きます。非点灯時は開けません。		実際のピクセルサイズで表示し、細部の細かな画像を表示します。
	プレビューウィンドウに表示される画像を静止画で保存します(JPEG/BMP選択可)。		モニタの全画面を使って画像を表示します。【閉じる】アイコンをクリックして表示を解除。
	プレビューウィンドウに表示される画像を一時停止して表示します(編集/保存可能)。		表示されるプレビュー画像を、水平方向に反転して表示します。
	コントロールパネルで設定した内容で、動画を撮影します。		表示されるプレビュー画像を、垂直方向に反転して表示します。
	プレビューウィンドウにサイズを調整して、画像を全表示します。		ツールバーに表示するアイコンの表示/非表示をカスタマイズ選択できます。

## コントロールパネルを設定する

ビデオモードのプレビューの各種設定を、コントロールパネルで設定します。



<b>プレビュー</b>	一時停止中のプレビューを通常再生にします。
<b>タイムアウト</b>	プレビューを一時停止状態にします。
<b>水平</b>	表示されるプレビュー画像を、水平方向に反転して表示します。
<b>上下</b>	表示されるプレビュー画像を、垂直方向に反転して表示します。



<b>光度</b>	プレビューの光度を調節します。
<b>彩度</b>	プレビューの彩度を調整します。
<b>コントラスト</b>	プレビューのコントラスト値を調整します。
<b>ガンマ</b>	プレビューのガンマ値を調整します。
<b>鮮明度</b>	プレビューの鮮明度を調整します。
<b>赤</b>	プレビューの赤味の数値を調整します。
<b>緑</b>	プレビューの緑味の数値を調整します。
<b>青</b>	プレビューの青味の数値を調整します。
<b>ホワイトバランス</b>	プレビューのホワイトバランスをマニュアル調整します。
<b>自動ホワイトバランス</b>	プレビューのホワイトバランスを自動で調整します。※
<b>デフォルト</b>	各種設定をデフォルト値に戻します。
<b>カラーマネージメント</b>	各設定項目の内容を、記憶させることができます。次ページ参照

※白い紙等でプレビュー画面を真っ白にした状態でおこなってください。

# ビデオモード

シ	色フタシ名称	光度	彩度	コントラ	ガン値	鮮明度	色ゲ	緑ゲ	青ゲ	白ト
1	11	9	9	3	0	1	0	0	0	0
2	13	11	2	12	150	5	0	0	0	5200
3	15	11	2	12	150	5	0	0	0	5200

ビデオ調整にあるカラーマネージメント設定を使うと、ビデオ調整で設定した内容を記録し、必要な時にいつでも設定内容を読み込みすることができます。

応用	選択したマネージメント内容を反映させます。
追加	調整内容をマネージメントに記録します。
削除	選択したマネージメント内容を削除します。
閉じる	マネージメント画面を終了します。

**ビデオキャプチャー**

一枚キャプチャー  
ビデオを制作

連続キャプチャー設置

待ち(s) 1 接頭辞 Image

隔たり(s) 2 接尾辞 18

画像 2 タイプ bmp

フォルダ D:\

詳細な情報

待ち  
ファイル  
シーケ

連続キャプ... やめる

一枚キャプチャー	プレビュー画面を静止画ファイルにして保存します。表示される画面にしたがって、保存場所、ファイルタイプを設定します。
ビデオを制作	プレビュー画面を動画ファイルにして、撮影/保存します。表示される画面にしたがって、保存場所を設定します。
連続キャプチャー設置	プレビュー画面の連続撮影の詳細設定をおこないます。 待ち : 撮影開始までの時間を設定します。 隔たり : 撮影間隔の時間を設定します。 画像 : 撮影枚数を設定します。 接頭辞 : ファイルの名前を設定します。 接尾辞 : ファイル名の後につく、ファイル番号を設定します。 タイプ : ファイルのタイプ(JPEG/BMP)を設定します。 フォルダ : 撮影したファイルの保存先を設定します。
連続キャプチャー	プレビュー画面の連続撮影をおこないます。
やめる	連続撮影を停止します。

※ファイルの保存場所をドライブ直下に設定すると、ファイルが正しく保存されない場合があります。

## 静止画撮影をする

プレビューウィンドウに表示される画面を静止画撮影します。

- 1 ツールバーにある静止画撮影アイコン(📷)をクリックします。
- 2 パソコンの画面に表示されるダイアログにしたがって、「ファイル名」、「ファイルの保存場所」、「ファイルの種類」を設定し、静止画を撮影します。

## 動画撮影をする

プレビューウィンドウに表示される画面を動画撮影します。※必ずデコーダ(P.15)をインストールしてください。

- 1 ツールバーにある動画撮影アイコン(🎥)をクリックします。
- 2 パソコンの画面に表示されるダイアログにしたがって、動画を撮影します。

**ビデオ**

録画

パス

スタート 終了

- 1 ファイルの保存場所を設定する
- 2 動画撮影を開始する


**ビデオ**

終わり

- 3 動画撮影を終了する

# 画像モード

## 画像を処理する



撮影した静止画ファイルを、画像モードで編集することができます。


最初に、ツールバーにあるファイルアイコン<📁>をクリックして、編集したいファイルを開きます。

選択した静止画ファイルを、メニューバーにある『画像処理』の機能により、画像処理します。

ツールバーにあるファイルアイコン<📁>をクリックして、編集したファイルを保存できます。

逆向き画像	カラー情報の反転、高感度コントラスト、露出が表現されます。再度選択すると、元の画像に戻ります。
均値化	画像を均値化して、画像に含まれるノイズを取り除きます。
中値化	画像を中値化して、画像に含まれるノイズを取り除きます。 均値化と比較すると、画像のより細かい部分を残せます。
鮮明	画像の鮮明さを高めます。
浮き出し	画像に浮き出し効果を出させます。
光度	画像の光度を変更します。
コントラスト	画像のコントラストを変更します。
彩度	画像の彩度を変更します。

## 画像を回転する



撮影した静止画ファイルを、画像モードで編集することができます。

最初に、ツールバーにあるファイルアイコン<📁>をクリックして、編集したいファイルを開きます。選択した静止画ファイルを、メニューバーにある『画像回転』の機能により、画像を回転、縮尺変更等の処理をします。また、ツールバー『画像処理』の中に、同様の機能を持ったアイコンがあります。ツールバーにあるファイルアイコン<📁>をクリックして、編集したファイルを保存できます。



↔	画像を水平方向に反転して表示します。	🔄	画像を任意の角度に回転して表示します。
↕	画像を垂直方向に反転して表示します。	📏	画像を拡大して表示します。
📐	画像を90度に回転して表示します。	📏	画像を縮小して表示します。
📐	画像を180度に回転して表示します。	1:1	画像を100%の比率にして表示します。
📐	画像を270度に回転して表示します。	🔄	画像の変更を取消し/やり直します。



# 画像モード


## 測定の単位を設定する

本製品には、2種類のレンズがあります。本体レンズ(60倍)と付属の拡大レンズ(180倍)です。

被写体のサイズを測定する場合、最初に、測定する画像に使用したレンズにあわせて、**測定の単位**を設定する必要があります。




- ① アイコンをクリックして、プレビュー画面をキャプチャーします。
- ② アイコンをクリックして、測定設定画面を開きます。



- ③ 測定設定画面にある<積載>をクリックします。
- ④ 画面に表示されるファイル本ソフト専用ファイルより、撮影したレンズの倍率に適したファイルを選択します。
  - 本体レンズで撮影時: 60X.rlrファイルを選択
  - 拡大レンズで撮影時: 180X.rlrファイルを選択

※上記のファイルは、[Program Files] → [aigo] → [aigo Scopeimage 9.0]内に保存されています。

あらかじめ保存された画像ファイルを測定する場合は、

ツールバーにあるファイルアイコン()をクリックして、測定したいファイルを開きます。



# 画像モード


## 画像を測定する



撮影した静止画ファイルを、画像モードで測定することができます。




最初に、ツールバーにあるファイルアイコン(📁)をクリックして、測定したいファイルを開きます。

選択した静止画ファイルを、メニューバーにある『画像測り』の機能により、被写体のサイズを測定します。また、ツールバー『画像測り』の中に同様の機能を持ったアイコンがあります。ツールバーにあるファイルアイコン(📁)をクリックして、編集したファイルを保存できます。



	定め(定規)	オブジェクトに表示される測定の単位を設定します。 画像の測定をおこなう場合、最初に測定設定をおこなってください。 設定方法の詳細はP.24を参照してください。
	表示 / 非表示 標準尺	標準定規の表示/非表示の設定をおこないます。先に測定設定をおこなってください。 アイコンをクリックして表示設定を切替えます。
	直線測り	直線オブジェクトを画像上に描写します。画像上で左クリックを押して始点を決めた後、クリックを押したままマウスをドラッグして線を描写します。左クリックを離すと終点が決まります。始点 - 終点の「距離(L)」が画面上に表示されます。
	角度測り	アングルオブジェクトを画像上に描写します。1度目の左クリックで始点、2度目の左クリックで中間点、3度目の左クリックで終点が決まります。 始点 - 中間点 - 終点の「角度(A)」が画面上に表示されます。
	長方形測り	長方形オブジェクトを画像上に描写します。画像上で左クリックを押して始点を決めた後、マウスをドラッグして長方形を描写します。左クリックを離すと終点が決まります。 長方形の「面積(S)」が画面上に表示されます。
	円測り	円形オブジェクトを画像上に描写します。画像上で左クリックを押して始点を決めた後、マウスをドラッグして円形を描写します。左クリックを離すと終点が決まります。 円形の「面積(S)」「R=半径」が画面上に表示されます。
	多角形測り	多角形オブジェクトを画像上に描写します。画像上で左クリックを押して始点を決めた後、マウスを移動して左クリックを押す毎に、多角形の頂点を決定します。ダブルクリックをする と多角形が完成します。多角形の「面積(S)」が画面上に表示されます。
	移動	各種オブジェクトを移動させたり、オブジェクトの頂点を動かしたりします。 各オブジェクトによって、移動の方法がちがいます。
	文字標注	文字オブジェクトを画面上に描写します。文字を描写したい場所で左クリックして、文字入力ダイアログで文字を入力します。「OK」をクリックすると、画面上に入力した文字が表示されます。「Cancel」をクリックすると、入力が中止されます。
	一つ削除	選択したオブジェクトを画面上から削除します。削除したいオブジェクト上でクリックすると、オブジェクトが削除されます。

# 画像モード

	全部削除	画面上に描写された全オブジェクトを画面上から削除します。 「はい」をクリックすると全削除されます。「いいえ」をクリックすると全削除が中止されます。
	測り設置	各オブジェクトの種類ごとに、好きな色に設定できます。 『座標点』、『ライン』、『調整点』、『文字』
	測りデータ 作成	画面上に描写された全オブジェクトのみを、静止画ファイルとして別途で保存します。元の 画像は表示されません。画面に表示されるダイアログにしたがって、保存ファイルの種類、 ファイルの保存場所を設定してください。

## 全画面表示をする

プレビューウィンドウに表示される画像を、全画面表示に切替えることができます。

ツールバーにあるアイコンをクリックします。

全画面表示中は、一部の機能使用に制限がかかります。

画面に表示される【Close Full Scree】をクリックすると、通常表示に戻ります。

## マイクロスコープの使用を終了する

- ① ソフトウェアを終了します。
- ② パソコンからマイクロスコープの接続を外します。

# トラブルシューティング

故障かな・・・？と思われるときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症 状	処 置 ・ 確 認
ソフトウェアが起動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>○マイクロ스코プがパソコンに正しく接続されていますか。USB端子の接続を確認してください。</li><li>○ドライバが有効になっているUSB接続端子に、マイクロ스코プが接続されていますか。既に有効になったUSB接続端子に接続するか、新たにドライバを更新してください。</li></ul>
動画が撮影されない	<ul style="list-style-type: none"><li>○ビデオコーデックをパソコンにインストールしていますか。動画を撮影する場合は、ビデオコーデックを必ずインストールしてください。</li></ul>
ソフトウェアに画像が正しく表示されない	<ul style="list-style-type: none"><li>○お使いのパソコンにDirectXのソフトウェアがインストールされていない、またはバージョンが古い可能性があります。付属のCD-ROMよりインストールしてください。</li></ul>
画像の表示速度が遅い、またはモザイク模様が表示される	<ul style="list-style-type: none"><li>○USB2.0接続端子にマイクロ스코プを接続していますか。それ以外の接続端子に接続した場合、正常に表示されません。</li></ul>
画像が白っぽく表示される。	<ul style="list-style-type: none"><li>○ソフトウェアにあるホワイトバランスの値を適正に設定していますか。手で設定をおこなうか、自動ホワイトバランスもあわせてご使用ください。</li></ul>
画像がぼやけて表示される	<ul style="list-style-type: none"><li>○カメラのフォーカスが正しく設定されていますか。調整用ノブを操作して、対象物に正しくピントを合わせてください。</li><li>○正しい倍率のレンズが使用されていますか。観察する対象物にあわせて、レンズを選択してください。</li><li>○立体的な対象物を観察する場合はカメラライト、プレバレート等を使った薄い対象物を観察する場合は、テーブルライトを使用してください。</li><li>○レンズが汚れていませんか。レンズを柔らかい乾いた布できれいにしてください。</li></ul>
画像に波紋模様が表示される	<ul style="list-style-type: none"><li>○室内の照明の影響です。ソフトウェアにある光度の値を適正に設定してください。</li></ul>
ソフトウェアが正しく動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>○ソフトウェアを一度終了してマイクロ스코プの接続を外したあと、パソコンを再起動してください。</li></ul>

# 仕 様

撮像素子	1/3.2型 130万画素CMOSイメージセンサー
走査方式	プログレッシブ
保存形式	静止画: JPEG、BMP、動画: AVI
静止画解像度	1280 × 1024 ピクセル
動画解像度	1280 × 1024 ピクセル (プレビュー時: 最大15コマ/秒、撮影時: 最大6コマ/秒)
レンズ倍率	60倍 / 180倍 (拡大レンズ使用時)
シャッター	電子式ローリングシャッター (ERS)
ピクセルサイズ	2.8μm × 2.8μm
スペクトル	400nm ~ 1000nm
感度	1.0 V/Lux-sec (550nm)
ホワイトバランス	自動 / マニュアル
露出補正	自動
ダイナミックレンジ	71dB
光源	LED
映像出力	USB2.0※1
電源	USB給電
使用環境	温度: -30 ~ 70°C (結露なきこと) 湿度: 最大85% (結露なきこと)
外形寸法	約(W)124mm × (D)188mm × (H)186mm (突起部をのぞく)
質量	約1.0Kg (付属品除く)

○すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。

※1 USB1.1ポートとの接続では、動画撮影時などで十分なデータ伝送速度を得られない場合があります。

# 仕 様

## パソコン接続環境

下記OSがプリインストールされ、USBインターフェースが標準装備されていること。

Windows 対応OS			
Windows XP / Vista / 7			
CPU	Pentium III 800MHz 以上	ドライブ	CD-ROM必須
メモリ	256MB 以上	ディスプレイ	解像度1026×768 以上
ハードディスク	40GB 以上の空き容量	インターフェース	USB 2.0
ビデオカード	128MB 以上の空き容量	DirectX	バージョン9.0 以上

接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

- ・ Windows Vista 32bit/64bit、Windows 7 32bit/64bitに対応します。
- ・ Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SE、Windows Meでは動作致しません。
- ・ Windows 2000では動作保証致しておりません。
- ・ OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しておりません。
- ・ USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。
- ・ パソコン上での表示スピードは、接続したパソコンの構成、性能等により異なります。

# アフターサービス

## ■保証書の記入事項

本製品のパッケージには、保証書が同梱されております。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください(保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください)。

## ■修理をご依頼の前に

本取扱説明書のトラブルシューティングをよくお読みいただき、それでも解決しない場合には下記事務局までご相談ください。

## 製品に関するお問い合わせ

エグゼモード サポートセンター ☎0570-036-036

受付時間 10:00～17:00

(土、日、祝祭日および当社指定休業日を除く)

メールアドレス

[support@exemode.com](mailto:support@exemode.com)

ホームページアドレス

<http://www.exemode.com>

## 修理受付専用ダイヤル

エグゼモード サービスセンター ☎03-3780-0011

受付時間 10:00～12:00、13:00～17:00

(土、日、祝祭日および当社指定休業日を除く)

※修理受付専用ダイヤルでは、製品に関するお問い合わせは受け付けておりません。

## ■サポートセンター、サービスセンターからのお願い

- 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しいただけますよう、お願い申し上げます。
- 年末年始などのサポートセンター、サービスセンター休業日には、お客さまへのご対応ができません場合がございます。

※本製品に関するお問い合わせ、およびサポート、サービスについては日本国内限定とさせていただきます。

## ■商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

※本書の内容を無断で転載や複写をしないでください。

※記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

※当社では常に製品の品質の改善を行っており、お客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものがございますがご了承ください。

※本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。